

## WB-380

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลพร้อมวัดค่าดัชนีมวลกาย

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล รุ่น WB-380 ชั่งน้ำหนักพร้อมฟังก์ชันวัดค่าดัชนีมวลกาย

3 รูปแบบ : แบบสะดวกในการเคลื่อนย้าย,

แบบมีคอลัมน์พร้อมจอแสดงผลที่สามารถปรับหมุนได้

และแบบ Built-in ที่วัดส่วนสูง

- ชั่งน้ำหนักสูงสุด 300kg.
- เตือนเมื่อเครื่องพร้อมขึ้นยืนชั่ง
- แพลตฟอร์มระดับต่ำ สะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนอ้วนในการขึ้นยืนชั่ง
- จอ LCD แสดงผลสามารถปรับ หมุนได้สะดวกและง่ายในการอ่านค่า
- ปรับหน่วยน้ำหนัก Kg./lb

### Measurements

- ส่วนสูง
- น้ำหนัก
- ดัชนีมวลกาย (BMI)



รุ่น		WB-380S	WB-380P	WB-380H
		หน้าจออ่านผล	พร้อมคอลัมน์	ที่วัดส่วนสูง
ชั่งน้ำหนัก	ชั่งน้ำหนักสูงสุด/ความละเอียด	300kg/ 0.1kg		
วัดส่วนสูง	ระบบการวัด			Mechanical Height Rod
	ช่วงความสูง			64cm - 214cm
Input Items	สูง	61cm - 250cm (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ซม.)		
Output Items	แสดงผล	น้ำหนัก	300kg/ 0.1kg	
		ส่วนสูง	61cm - 250cm (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ซม.)	
		ดัชนีมวลกาย	0.1 increments	
ขนาดเครื่อง	Overall Data Interface	395 x 529 x 123mm (Indicator)	395 x 395 x 1196mm	395 x 552 x 1425mm
	แพลตฟอร์ม	395 x 390 x 59mm		
น้ำหนักเครื่อง		7.1kg	10kg	11.2kg
การเชื่อมต่อและการส่งข้อมูล		RS-232C (D sub 9-pin Female connector) USB (B-type)		
พลังงาน		AC adaptor (included) Centre Minus DC 6V 200mA (LR6-AA Alkaline Battery x 4)		
อายุแบตเตอรี่		ประมาณ 100 ชั่วโมง (ใช้งานอย่างต่อเนื่อง)		